

WSKAZÓWKI UŻYCIA

SKŁAD CHEMICZNY

Instrument ze stopu niklowo–tytanowego, poddanego wyżarzaniu (AHT), którego marka nosi nazwę Fire-Wire™.

Wskazówki dot. użytkowania pilników Edge GlidePath™

• Pilniki Edge GlidePath™ są wykorzystywane w celu uformowania toru wprowadzania narzędzia przed przystąpieniem do posługiwania się jakimikolwiek pilnikami obrotowymi lub recyprokalnymi.

Przeciwwskazania

- Podobnie jak wszystkie instrumenty endodontyczne z napędem mechanicznym, pilniki te nie powinny być stosowane w przypadku kanałów o dużej krzywiźnie.
- Produkt zawiera nikiel i nie powinien być stosowany u osób uczulonych na ten metal.

Ostrzeżenia

- Powinien być stosowany koferdam gumowy.
- Pilniki EdgeGlidePath™ są wysterylizowane i przed użyciem nie muszą przechodzić przez sterylizację w autoklawie.
- W celu uniknięcia uszkodzenia, pilniki EdgeGlidePath™ są przeznaczone wyłącznie do jednokrotnego użytku.
- Produktu nie wolno używać, jeżeli opakowanie jest uszkodzone.

Środki ostrożności:

Do czasu zapoznania się ze wszystkimi nowymi produktami, należy zachować ostrożność i stosować się do poniższych punktów:

- 1) Należy posługiwać się końcówkami stomatologicznymi do pilników rotacyjnych.
- 2) Obroty należy ustawić w zakresie 300-500 obr./min (obrotów na minutę).
- 3) W odniesieniu do wszystkich pilników rotacyjnych, włącznie z EdgeFind™, należy uzyskać prostoliniowy dostęp do kanału.
- 4) Nie wolno wywierać siły. Wprowadzając pilnik w głąb kanału, należy stosować minimalny nacisk.
- 5) W czasie posługiwania się pilnikiem, jego rowki należy często czyścić.

- 6) Podczas posługiwania się pilnikiem należy stosować obfitą i częstą irygację lub lubrykację.
- 7) W obszarach wierzchołkowych i zakrzywionych należy zachować dużą ostrożność.
- 8) Pilniki rotacyjne są przeznaczone do użycia wyłącznie u jednego pacjenta.

Działania niepożądane:

- Złamanie/pęknięcie narzędzia.
- Zakażenie – produktu nie wolno używać, jeżeli opakowanie jest uszkodzone.
- Komplikacje zwykle związane z procedurami endodontycznymi włącznie z:
 - Bólem
 - Złamaniem/pęknięciem instrumentu
 - Uszkodzeniem tkanek miękkich/krwawieniem

INSTRUKCJE UŻYCIA

Posługując się pilnikiem Edge GlidePath™ utwórzyc kształt początkowy

- Zapewnić dostęp prostoliniowy.
- Wstępnie opracować kanał za pomocą wykonanego ze stali nierdzewnej pilnika typu K nr 8 i nr 10, stosując 17% roztwór EDTA EdgeLube™ lub 19% roztwór EDTA EdgeGel™.
- Potwierdzić długość roboczą za pomocą pilnika typu K nr 10 przy użyciu radiografii oraz/lub endometru.
- Pracę należy rozpocząć za pomocą pilnika EdgeFind™ P1-nr 13, osiągnąć długość roboczą i przepłukać.
- Następnie posługując się pilnikiem EdgeFind™ P2-nr 16, osiągnąć długość roboczą i przepłukać.
- Pracę należy zakończyć za pomocą pilnika EdgeFind™ P3-nr 19, osiągnąć długość roboczą i przepłukać.
- W tym momencie można rozpocząć opracowywanie kanału za pomocą pilników rotacyjnych EdgeEndo NiTi.

Dezynfekcja:

- Za każdym razem po całkowitym opracowaniu kanału należy go płukać przez 1 minutę 17% roztworem EDTA w celu usunięcia warstwy mazistej.
- W celu usunięcia opiółków zębinowych i bakterii, kanały należy przez 5 minut przepłukiwać 5% roztworem NaOCl.

- W celu wypłukania 5% roztworu NaOCl, kanały należy przepłukiwać przez 1 minutę 17% roztworem EDTA.
- W celu unieszkodliwienia bakterii, kanały należy przez 5 minut przepłukiwać 2% roztworem chlorheksydyny lub EDTA.

Wypełnienie kanałów korzeniowych

- W przypadku zastosowania nośników uplastycznionych termicznie, w celu doboru nośnika o właściwym rozmiarze należy posłużyć się weryfikatorami.
- Posługując się ćwiekami gutaperkowymi, których rozmiar odpowiada średnicy największego pilnika wprowadzonego na długość roboczą, należy pamiętać, że jeżeli gutaperka odpowiadająca rozmiarowi ostatniego pilnika nie wejdzie na długość roboczą, niekiedy należy zmniejszyć rozmiar końcówki ćwieka.

Przechowywanie

- Produkt należy przechowywać w temperaturze pomiędzy 10°C a 37,8°C, z dala od promieniowania słonecznego.

Zalecany sposób utylizacji pilników

Zużyte pilniki należy umieszczać w pojemniku na odpady ostre, stanowiące zagrożenie biologiczne.

Symbol	Znaczenie (norma, w stosownych przypadkach)
	Producent/Producent legalny (ISO 15223-1)
REF	Numer katalogowy (ISO 15223-1)
LOT	Kod partii materiałowej (ISO 15223-1)
	Data przydatności do użycia (ISO 15223-1)
	Nie używać ponownie (ISO 15223-1)
	Produktu nie wolno używać, jeżeli opakowanie jest uszkodzone (ISO 15223-1)
	Zapoznać się z instrukcją użytkowania (ISO 15223-1)
Rx Only	Przestroga: prawo federalne ogranicza sprzedaż tego urządzenia wyłącznie na zamówienie „dentysty/lekarza” legitymującego się licencją stanu, w którym prowadzi on praktykę, w celu wykorzystania lub zlecenia wykorzystania urządzenia. (FDA 21 CFR ¹ Część 801.109 (b) (1))
STERILE 	Wysterylizowane za pomocą napromieniowania (ISO 15223-1)
	Przestroga (ISO 15223-1)
	Ograniczenie temperatury (ISO 15223-1)