

Návod k použití

Gutaperčové čepy jsou obturačním materiálem pro kořenové kanálky. Slouží k vyplnění vyčištěného, vytvarovaného a vypláchnutého prostoru kořenového kanálku.

- Úspora času se snadným plněním pro rychlejší a snazší obturaci kořenových kanálků
- Konstantní kónus a velikosti
- Označení délky k dispozici
- Vynikající radiopacita
- Dlouhá životnost a čerstvost
- Vhodné pro vertikální a laterální kondenzaci

Indikace a účel

1. Gutaperčové čepy jsou nedílnou součástí podpory periapikálního hojení a prevence progresse onemocnění.
2. Systém endodontické terapie s využitím gutaperčových čepů pro zajištění neprostupnosti vůči tekutinám a bakteriím.

Pokyny pro použití

1. Připravte kořenový kanálek s pomocí endopilníku.
2. Po vyčištění a vyschnutí kanálku pomocí roztoku EDTA aplikujte papírovými čepy na stěny kořenového kanálku sealer.
3. Vyberte hlavní gutaperčový čep odpovídající připravenému kořenovému kanálku.
4. Navlhčete gutaperčový čep 5,25% dezinfekčním roztokem NaOCl.
5. Vložte hlavní čepy do kořenového kanálku na pracovní délku.
6. Vložte do kořenového kanálku vedlejší čepy, použijte spreader.
7. Zkontrolujte výplň rentgenem.

Upozornění

1. Tento výrobek nepoužívejte u pacientů s přecitlivělou reakcí, např. u nichž dochází k vyrážce, dermatitidě atd.
2. Někteří pacienti vykazují alergickou reakci na trans 1.4 polyisoprenové materiály a/nebo dokonce hypersenzitivitu. Tento výrobek u nich proto nepoužívejte.
3. Tento výrobek je určen k použití pouze pro tkáň uvnitř ústní dutiny. Dbejte, aby nedošlo k jeho kontaktu s očima. Pokud by materiál přišel do kontaktu s očima nebo pokožkou, okamžitě je vypláchněte velkým množstvím vody a poté se obraťte na lékaře.
4. Tento výrobek smí používat pouze odborníci. Nepoužívejte výrobek k jiným než určeným účelům.
5. Neordinujte interní léky.
6. Dbejte, aby nedošlo k přeplnění nebo ke vzniku dutin.
7. Před použitím přijměte vhodné opatření k zajištění ochrany respiračního traktu.
8. Po každém použití vždy uzavřete posuvný kryt.

Skladování

Skladujte při pokojové teplotě 1 – 30 ° C, mimo dosah slunečního záření.

Životnost

4 roky od data výroby

Volba obturátoru

Po správném vytvarování, vyčištění a vydesinfikování kanálku a zjištění pracovní délky pomocí rentgenových snímků či případně apexlokátorem se přistoupí k volbě velikosti vhodného obturátoru pomocí přípravků pro ověření velikosti. Vyberte obturátor EdgeCore™ se stejnou velikostí, jakou má přípravek pro ověření velikosti, který pasivně vyplnil pracovní délku. Správnou délku zkontrolujte podle milimetrových značek na ověřovacím přípravku. Ve většině případů bude ověřovací přípravek odpovídat největšímu endopilníku, který se podařilo protáhnout na pracovní délku. V určitých případech však můžete

zjistit, že pracovní délku nejlépe vyplní ověřovací přípravek menší či větší velikosti, než má největší endopilník, jež bylo možné protáhnout na pracovní délku. Zvolte obturátor shodný s velikostí přípravku pro ověření velikosti, který nejlépe vyplnil pracovní délku.



Výrobce: **META BIOMED CO LTD**

Závod Osong

270, Osongsaengmyeong 1-ro, Osong-eup,
Heungdeok-gu, Cheongju-si, Chungcheongbuk-do,
Korea

Tel: +82-43-216-0433 / Fax: +82-43-217-1988

E-mail: info@meta-biomed.com

Web: <http://www.meta-biomed.com/>



Meta Biomed Europe GmbH

Wiesenstr. 35, 45473 Mülheim an der Ruhr,
Německo

Tel: +49-208-30991910

Fax: +49-208-3099199

Symbol	Význam (norma, pokud se uplatňuje)
	Výrobce (ISO 15223-1)
	Datum výroby (ISO 15223-1)
	Katalogové číslo (ISO 15223-1)
	Číslo šarže (ISO 15223-1)
	Označení CE a identifikační číslo
	Nevystavujte slunečnímu záření (ISO 15223-1)
	Jednorázové (ISO 15223-1)
	Přečtěte si návod k použití (ISO 15223-1)
	Upozornění (ISO 15223-1)
	Teplotní omezení (ISO 15223-1)
	Autorizace EC Rep (ISO 15223-1)
	Použitelné do (ISO 15223-1)