

Návod k použití papírových čepů

- Ručně rolované pro zajištění výborné absorpce
- Vysoce absorpční
- K dispozici varianty s ryskami označujícími délku
- K dispozici různé velikosti a balení
- Barevné označené

Indikace a účel

Papírové čepy jsou určeny k vysušení kořenových kanálků před obturací a k vyčištění kořenových kanálků, do kterých bude zavedena výplň při endodontickém ošetření.

Pokyny pro použití

1. Změřte délku kořenového kanálku.
2. Vyberte papírový čep, který délkou odpovídá poslednímu, který byl použit v kořenovém kanálku.
3. Vysušte kořenový kanálek pomocí papírových čepů.
4. Na jeden kořenový kanálek použijte asi 10 ~ 15 čepů.
5. Pomocí papírových čepů naneste výplň nebo tmel.

Opatření

1. Používejte pouze sterilizované papírové čepy.
2. Nepoužívejte ohnuté či zlomené papírové čepy.
3. Výplň či tmel nanášejte opatrně, abyste předešli přeplnění či zanechání prázdných míst.
4. Výplň či tmel použijte, jakmile jsou připraveny.
5. Papírové čepy by po použití měly být uchovány na chladném místě.
6. Nevystavujte přímému slunečnímu záření. přenosu infekci (sekundární infekce způsobené přenosu infekci (sekundární infekce způsobené
7. Nepoužívejte opakovaně, abyste zabránili přenosu infekci (sekundární infekce způsobené patogeny a viry ve slinách a krvi).

Skladování

Skladujte při pokojové teplotě 1 – 30 ° C

Doba Použitelnosti

5 roky od data výroby



Výrobce: **META BIOMED CO LTD**

Závod Osong

270, Osongsaengmyeong 1-ro, Osong-eup, Heungdeok-gu, Cheongju-si, Chungcheongbuk-do, Korea

Tel: +82-43-216-0433 / Fax: +82-43-217-1988

E-mail: info@meta-biomed.com

Web: <http://www.meta-biomed.com>



Meta Biomed Europe GmbH

Wiesenstr. 35, 45473 Mülheim an

der Ruhr, Německo

Tel: +49-208-30991910

Fax: +49-208-3099199

Symbol	Význam (norma, pokud se uplatňuje)
	Fabricant / Fabricant légal (ISO 15223-1)
	Datum výroby (ISO 15223-1)
	Katalogové číslo (ISO 15223-1)
	Číslo šarže (ISO 15223-1)
CE 1639	Označení CE a identifikační číslo
	Nevystavujte působení slunečního záření (ISO 15223-1)
	Jednorázové (ISO 15223-1)
	Přečtěte si návod k použití (ISO 15223-1)
	Upozornění (15223-1)
	Teplotní omezení (ISO 15223-1)
	Autorizace EC Rep (ISO 15223-1)
	Použitelné do (ISO 15223-1)
	Nesterilizujte opakovaně (ISO 15223-1)
	Sterilizováno zářením (ISO 15223-1)