

Wskazówki użycia świeków papierowych

- Ręcznie zwijane dla zapewnienia dodatkowej chłonności
- Bardzo wysoka chłonność
- Dostępne oznaczenie długości
- Dostępne w różnych rozmiarach i opakowaniach
- Oznaczone kolorami

Wskazania i cele zastosowania

Saczki papierowe służą do osuszania kanału korzeniowego przed obturacją i do czyszczenia kanałów korzeniowych, które mają być uszczelniane podczas zabiegów endodontycznych.

Instrukcje użycia

1. Zmierzyć długość kanału korzeniowego
2. Wybrać saczek papierowy, który odpowiada rozmiarowi ostatniego pliku użytego w kanale korzeniowym.
3. Osuszyć kanał korzeniowy za pomocą saczków papierowych.
4. Na jeden kanał korzeniowy używa się około 10 do 15 saczków.
5. Uszczelnienie lub cement nakłada się przy użyciu saczków papierowych.

Przestrogi

1. Używać wyłącznie sterylnych saczków papierowych.
2. Nie należy używać zgiętych lub uszkodzonych saczków.
3. Zachować ostrożność, aby uniknąć przepełnienia lub martwej przestrzeni po nałożeniu uszczelnienia lub cementu.
4. Użyć bezzwłocznie po nałożeniu uszczelnienia lub cementu.
5. Nieużywane saczki papierowe przechowywać w chłodnym miejscu.
6. Nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
7. Nie używać ponownie, aby zapobiec zakażeniom krzyżowym. (Wtórne infekcje, takie jak patogeny i wirusy pochodzące ze śliny lub krwi)

Przechowywanie

Przechowywać w temperaturze pokojowej 1°C~30°C

Okres przydatności

5 lat od daty produkcji

Symbol	Znaczenie (norma, w stosownych przypadkach)
	Producent/ Producent legalny (ISO 15223-1)
	Data produkcji (ISO 15223-1)
	Numer katalogowy (ISO 15223-1)
	Kod partii materiałowej (ISO 15223-1)
CE 1639	Symbol CE oraz numer identyfikacyjny
	Przechowywać z dala od światła słonecznego (ISO 15223-1)
	Nie używać ponownie (ISO 15223-1)
	Zapoznać się z instrukcją użytkowania (ISO 15223-1)
	Uwaga (ISO 15223-1)
	Ograniczenia temperaturowe (ISO 15223-1)
	Autoryzowany przedstawiciel WE
	Zużyć do dnia (ISO 15223-1)
	Nie sterylizować ponownie (ISO 15223-1)
	Produkt wysterylizowany za pomocą napromieniowania (ISO 15223-1)



Wyprodukowano przez **META BIOMED CO LTD**

Osong Factory

270, Osongsaengmyeong 1-ro, Osong-eup,
Heungdeok-gu, Cheongju-si, Chungcheongbuk-do,
Korea
Tel.: +82-43-216-0433 / Faks: +82-43-217-1988.
Adres mailowy: info@meta-biomed.com
Strona internetowa: <http://www.meta-biomed.com>



Meta Biomed Europe GmbH

Wiesenstr. 35, DE 45473 Mülheim an der Ruhr,
Niemcy
Tel.: +49-208-30991910
Faks: +49-208-3099199