

KÄYTTÖOHJEET

GUTTA PERCHA POINTS

Käsintehdyt Endodonttiset Kärjet

Käytetään valmistellun juurikanavan täyttämiseen ennen hampaan entistämistä.

Koostumus

Guttaperkka, Sinkkioksidi, Zirkoniumoksidi, Bariumsulfaatti, Pigmentti

Käyttö

1. Tarkista, että tuote ei ole vaurioitunut tai että siinä ei ole epäpuhtauksia, ja että sen muoto on sopiva käytettäväksi.
2. Tarkista, että tuotteen parasta ennen-päiväys on voimassa.
3. Kun olet käsitellyt vaurioituneen hampaan juurikanavan, käytä sopivan kokoista guttaperkkaa sen täyttämiseen.
4. Tuote on kertakäyttöinen, ja se tulee hävittää asianmukaisesti käytön jälkeen.

Käyttötarkoitus

1. Käyttötarkoitus: Käytetään valmistellun juurikanavan täyttämiseen ennen hampaan entistämistä.
2. Indikaatio: Käytetään valmistellun juurikanavan täyttämiseen ennen hampaan entistämistä.
3. Kontraindikaatio: Älä käytä potilaalla, joka on allerginen tälle tuotteelle.
4. Potilasryhmä: Kaikki ikäryhmät
5. Suositeltu käyttäjä: Hammaslääkäri
6. Sivuvaikutukset/Haittavaikutukset: Ei raportoituja sivu- tai haittavaikutuksia.
7. Mahdolliset uudelleenikäytön riskit: Käytettyjen Guttaperkkakärkien uudelleenkäyttö voi aiheuttaa tulehduksen.
8. Voidaan käyttää yhdessä hammaspinnoitteiden tai hammassementin kanssa hammaslääkärin valvonnan alaisesti sekä kliinisen indikoinnin mukaisesti.
9. Kertakäyttöinen Laite

Varotoimet

1. Vain hammashoidon ammattilaisen käyttöön.
2. Älä käytä parasta ennen-päiväyksen jälkeen.
3. Tarkista juurikanava infektion varalta ennen käyttöä.
4. Älä käytä potilailla, jotka ovat allergisia tälle tuotteelle.

Säilytys

Säilytä huoneenlämmössä, suojaa suoralta auringonvalolta.

Hävittäminen

Hävitä tuotteen sisältö/säiliö maasi asianmukaisten säädösten mukaisesti.

Säilyvyysaika 4 vuotta valmistuspäivämäärästä

Läpivalaisu vastustavuus Vastaa 6mm alumiinista askelkiilaa

Symbolit



SURE DENT CORPORATION (Valmistusmaa)

#809, 52, Sagimakgolro, Jungwon-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korejská republika

Tel: +82-31-737-4720 Fax: +82-31-737-4724 <http://www.suredent.com>

VALTUUTETTU EDUSTAJA

Eurooppa - OBELIS S.A Bd. Général Wahis, 53, 1030 Brussels, Belgia

Sveitsi - OBELIS GmbH - Ruessenstrasse 12, 6340 Baar / ZG, Sveitsi

- Mikäli tuotteeseen liittyviä vakavia haitallisia tapahtumia ilmenee, ilmoita niistä valmistajalle sekä sen maan vastaaville viranomaisille, jossa käyttäjä asuu ja/tai jossa patentti on myönnetty.
- SSCP (Summary of Safety and Clinical Performance) voidaan ladata osoitteesta <http://www.suredent.com>.
- Kokomääritelmä ja Pituus : Ota yhteyttä valmistajaan kokomääritelmää ja pituutta varten.

Rev. A 2023/03/01



EDGEENDO®